

Chegou o Analisador Semiautomático D-250

Bloco incubador,
15 tubos, temperatura
fixa 37°C,
sistema Peltier.



Tela sensível ao
toque - Touch-Screen.

CONHEÇA o D-250

- Bloco incubador, 15 tubos, temperatura fixa 37°C, sistema Peltier.
- Tela sensível ao toque - Touch-Screen.
- Modos de leitura monocromático e bicromático.
- Filtros: 340, 405, 510, 546, 578, 630 nm e espaço para mais dois.
- Célula de fluxo, temperaturas 25, 30 ou 37°C, sistema Peltier.
- Modos de leitura: Absorvância, Ponto Final, Cinético, Tempo Fixo, Diferencial e Razão.
- Software em português.
- Armazena 250 programações e mais de 2.000 resultados.
- Calcula desvios padrões e monta gráficos de Levey-Jennings.
- Curvas com múltiplos padrões (no máximo 7).
- Identificação alfa numérica para pacientes.

D-250



Reserve já o seu!